

## INSTRUKCJA PARTICLE STAMP / STEMPLE NA CZĄSTKI

### 1. Wyjmij stempel z woreczka




### 2. Wypisz etykietę



### 3. Aktywuj stempel poprzez odklejenie taśmy zabezpieczającej



#### 4. Umieść taśmę zabezpieczającą w czystym opakowaniu



#### 5. Zbierz zanieczyszczenia z kontrolowanej powierzchni



#### 6. Wyciągnij taśmę zabezpieczającą i odłóż ją na swoje pierwotne miejsce



## 8. Stempel będzie zabezpieczony do czasu analizy

